



CANNE ANGLAISE SOFIA

- Canne en tube anodisé Ø 2,25 cm.
- Hauteur réglable 73,5-96 cm.
- Embout Optiflex, capacité max. 140 kg.
- Ultra légère : poids 440 g.
- Coloris vert, bleu, noir ou finition anodisée.

12,20€

HMS - VILGO
Fabricants de matériel médical



CANNE ANGLAISE BI-MATIÈRE ADVANCE

- Canne réglable.
- En polypropylène et élastomère.
- Tube en duraluminium poli Ø 2,2 cm.
- Hauteur sol-poignée : 77 cm à 98 cm.
- Capacité max. 140 kg.
- Coloris bleu, turquoise, violet ou orange.

12,20€

HERDEGEN
PARIS



CANNE BOIS POIGNÉE ANATOMIQUE

- Canne en hêtre verni, finition teinte noyer.
- Poignée anatomique.
- Hauteur réglable 80-87,5-95 cm.
- Capacité max. 90 kg.

HMS - VILGO
Fabricants de matériel médical

12,20€




CANNE DÉCORÉE À POIGNÉE DERBY

- Élégante, légère et très maniable.
- Bague de serrage anti bruit pour un confort supplémentaire.
- Hauteur 72 à 94 cm.
- Modèles : Butterfly, Girafe, Flower, Indira, Black&White, Flore, Cashmere pastel ou Cashmere fantaisie.
- Existe aussi en modèles pliables (H 86 à 96 cm).
- Capacité max. : 110 kg.

14,00€

HERDEGEN
PARIS



CANNE PLIANTE CASHMERE FANTAISIE

- Pliante et légère, se range aisément dans un sac.
- Grand confort d'utilisation : poignée derby et bague de serrage anti bruit.
- Modèles : Butterfly, Girafe, Flower, Indira, Black&White, Flore, Cashmere pastel, Cashmere fantaisie ou Bliester.
- Capacité max. : 110 kg.

14,50€

HERDEGEN
PARIS



DÉAMBULATEUR PLIANT FORIA

- Cadre de marche en aluminium anodisé gris avec poignées en mousse souple.
- Léger, il est facile à soulever grâce à ses poignées intermédiaires.
- Pliant, compact, sa hauteur est réglable de 79 à 92 cm.
- Permet une utilisation au-dessus des toilettes.

53,81€

INVACARE
Yes, you can.





ROLLATOR D'INTÉRIEUR

ACTIO 2

- Déambulateur d'intérieur de référence : compact, pliant et confortable.
- Assise rembourrée.
- Poignées ergonomiques, 2 roues.
- Hauteur réglable de 74 à 100 cm.
- Largeur hors tout de 53 cm.
- Léger 5 kg.

53,81€



ROLLATOR D'EXTÉRIEUR

SHOPIROLL

- Ce rollator 4 roues dispose d'une barre à pousser et d'un frein parking.
- Peut s'utiliser comme un siège confortable et résistant.
- Poignées réglables en hauteur de 90,5-94,5-98,5 cm.
- Capacité max. 120 kg.

109,90€



ROLLATOR D'EXTÉRIEUR

BOSTON

- Ce rollator 4 roues dispose d'une assise réglable en hauteur de 52 à 60 cm.
- L'assise se relève pour laisser l'accès au filet.
- Appui dorsal pour le confort et la sécurité en position assise.
- Porte-canne de série.

132,00€



ROLLATOR D'EXTÉRIEUR

MODELITO CLASSIC XTRA

- Ce rollator vous accompagne partout !
- Pliable et équipé de freins et d'un porte-canne.
- Poignées réglables en hauteur de 79 à 91 cm.
- Châssis en aluminium.
- Capacité max. 136 kg.

139,00€



ROLLATOR 4 ROUES QUAVA

- Pliant et léger en aluminium.
- Avec freins.

169,90€



ROLLATOR D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR

GEMINO

- Cadre en aluminium avec système de pliage en un clic.
- Modèles standards (Gemino 20, 30 et 60) : panier et siège de série, look moderne et facilité d'utilisation.
- Modèles plus médicalisés (Walker du Gemino 30 et 60) : appuis antébrachiaux de série.
- Modèle Gemino 30 Parkinson : pour personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
- Capacité max. de 125 kg à 150 kg selon modèles.

à partir de

242,00€

